

# Obsah soupravy

## P9902-4J Dynamika



Počet	Kód	Název
2	P1311-2A	Experimentální vozík, hmotnost 50 g, s nízkým třením, s tyčkou pro upevnění závaží se zářezem 10 g anebo 50 g.
4	P1120-2F	Závaží s výřezem 50 g
3	P1120-2D	Závaží s výřezem 10 g
1	P1120-2C	Držák závaží 10 g
2	P1311-2D	Pružný nárazník, ocelová pružina pro demonstraci elastického rázu, nasouvatelný na experimentální vozík
1	DM355-5S	Vodící kladka, plastická hmota, s nízkým součinitelem tření, se svorníkem s upínacím šroubem na uchycení na stůl anebo kolejnici
2	P1312-2A	Karoserie experimentálního vozíku
1	P1311-2E	Pružina pro vozík pro rázové pokusy s dvěma experimentálními vozíky
1	P7240-1B	Tyč, válcová L=60 mm, D=10 mm
1	P1100-1E	Svinovací metr, L=300 cm
1	DM300-3A	Vozík s pohonem s volitelnou rychlostí, pro experimenty s rovnoměrným pohybem, potenciometr pro nastavení rychlostí. Přepínač na volby pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky pro externí napájení (nerovnoměrný pohyb), baterie 9V - výměna bez otevření krytu
1	P5310-1B	Dráha a optická lavice, 2x50 cm, NTL hliníkový profil, robustní s natištěnou mm stupnicí, sestavitelná do 1 m kolejnice, na čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče pro demonstraci zrychleného pohybu
1	P5310-1S	Univerzální spojka kolejnic
<b>Uložení</b>		
1	P7906-4J	Plastová vložka Dynamika
1	P7806-1G	Úložný box II, velký, s krytem